

# Kompressionsstøvler

## Brugermanual



Læs venligst brugervejledningen og sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug!



3 niveauer af  
intensitet



Massage med  
omslag



Luft æltning



Æltning af  
fødder



Ankelmassage

Tillykke med dit nye produkt. I denne manual finder du alt, hvad du har brug for at vide om produktet med hensyn til sikkerhed og brug.

## Hvad er kompressionsstøvler?


Kompressionsstøvler bruger airbags til at sætte tryk på og massere. Når man trykker på kontakten efter at have viklet remmen rundt om fødder og ben, pustes airbaggene op og trykker på fødder og ben.



	Program	Skema over massagefunktion
Udmattet	Æltning	Massagevirkning Kemisk 
Træt afslappende muskel	Massage	Kraftfuldt massage fra bund til top 
Første brug, Før du sover, Efter træning eller en lang gåtur	Slap af	Massér blidt 

# Specifikationer


## Kontrolpanel




## USB-ledning



## Kompressionsstøvler



## Tips



- Undgå at huden kommer i direkte berøring med produktet, det er bedre at bruge strømper og bukser.
- Sæt dig på en blød sofa, når du bruger produktet til at slappe af i lægmusklerne.

### 1. Tilslutning af strømforsyningen


#### 2. Pak foden ind

1. Hold velcroen i hånden, vikl som tåspids > ankel > læg.
2. Tryk på velcroen, og fastgør den stabilt nok til at undgå, at den løsner sig.
3. Vikl om foden som angivet med "R" og "L".



- Intensitet svag indpakning stram > massage intensitet stærk
- Nogle gange løsner velcroen sig let, hvis den bruges med tykkere bukser eller leggings.

### 3. Sæt stikket i kontrolpanelet



## Massage

- Massagetid (std.): inden for 10 min. dagligt (overdreven stimulering af muskler og nerver vil have den modsatte effekt, hvis den bruges i længere tid).

Tryk  på start/sluk (indstillingen er "auto", "varme er lav, "intensitet er svag")

- Alle indikatorer lyser, derefter lyser indikatorerne for auto, lav varme og svag intensitet.
- Varmen starter ca. 5 sekunder senere.
- Automatisk slukning efter 10 minutter (selvom programmet ændres i mellemtiden, slukkes det stadig efter 10 minutter).
- Tid, vil den stadig slukke efter 10 minutter).
- Rådgiv om intensitetsstart fra "svag".

## Skift program

- Programmet skifter i henhold til nedenstående rækkefølge
- Auto > afslapning > massage > æltning > benpunkt > fodpunkt



### Ændring af intensitet

Når du har trykket på knappen, skifter indikatorlyset i følgende rækkefølge: Svag- Medium- Stærk

# Introduktion til programmerne

Hele programmet		Del af program	
Auto	Afslapning	Benets punkt	Fodpunkt
Inkluderer alle programmer, kan masseres gennem luftkompression	Luftsæk til blød komprimering for at give en let massage	Som benpunkt til at lave "æltning" og "massage"-program	Som tåspids og fodsålpids til at lave "æltning" og "massage" program
Massage	Æltning		
Luft komprimeres til hinanden af luftsæk, holder konstant og effektiv massage	Æltning fra tåspids til benspids til luftkompressionsmassage som svag til stærk		

## Vedligeholdelse

- Hold PSU'en i "Off"-status
- Brug ikke fortynder, flygtig olie eller alkohol til at rengøre produktet. (Kan forårsage skader eller misfarvning).


### 1. Vand eller fortyndet med et neutralt rengøringsmiddel til ca. 5%

Når velcroen er snavset eller med hår indeni.  
Rengør den med en tandstik eller andet værktøj.

### 2. Rengøring

Når velcroen er snavset eller har hår indeni, skal den rengøres med en tandstik eller andet værktøj.  
Stik ikke genstande ind i luftrøret til stikkontakten.





### Forsigtig

Må ikke anvendes i vand	<ul style="list-style-type: none"><li>• Må ikke bruges på et sted med høj luftfugtighed som f.eks. et badeværelse.</li><li>• Udsæt ikke hovedenheden eller stroppen for vand, da det kan medføre funktionsfejl eller elektrisk stød.</li></ul>
Tag stikket ud af stikkontakten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Når du fjerner den, skal du sørge for at tage stikket ud af stikkontakten, da det ellers kan forårsage elektrisk stød eller personskade.</li><li>• Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, da det ellers kan forårsage elektrisk stød, elektrisk lækage eller brand på grund af ældning af isoleringen.</li></ul>

## Beskrivelse Kompressionsstøvler

- Arbejdsspænding DC 5V
- Strøm: 0,8 - 2,0A.
- Sluk for søvn: Under 3mA.
- Timer: 10 minutter. Tre niveauer styrke: svag, medium, stærk.
- To niveauer varme: lav, høj.
- Seks programmer: automatisk, æltning, massage, afslapning, benfokus, fodfokus.
- Massageposition: Fodmidte (Sole heart), bar fod (Foot root), fodsål (Smallfeet).
- Position for varm kompression: fodmidte (Sole heart).
- Tre-knaps betjening: program, varm, slukket / intensitet.
- A, Program: automatisk, massage, æltning, afslapning, benfokus, fodfokus.
- B, Varme: lav, høj, slukket.
- C, Off / Massageintensitet: langt tryk for at tænde/slukke, kort tryk for at vælge masseintensitet, herunder svag, medium, stærk.
- Alle lysdioder er tændt i 1 sekund, når den starter. Efter nedlukning indstilles tilstand, intensitet og opvarmning i henhold til den tidligere indstilling, når maskinen tændes igen uden strømforsyning.
- Når indgangsspændingen er større end 6V, vil der være overspændingsbeskyttelse, og den fulde lampe vil blinke i 3 gange for at minde om det.





## Opbevaring & montering

- Sørg for, at PSU'en er "slukket".

### Montering

1. **Træk stikket ud af strømforsyningen og lufrøret**
2. **Fastgør overfladens velcro**
3. **Bøj lufrøret let, og læg det ind i fodmassagerens omslag.**



#### Forsigtig

- Træk ikke kraftigt i lufrøret, når stikket trækkes ned.
- Kablet må ikke vikles til kontrolpanelet eller adapteren, når det opbevares.
- Lufrøret må ikke foldes sammen eller vikles ind i kuvøsen, da det ellers vil overbelaste PSU-kablet og lufrøret og forårsage brud, kortslutning af kablet, brand og elektrisk stød osv.

### Opbevaring

- Placer den ikke, hvor børnehænder kan komme i berøring med den.
- Placer den ikke ved høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
- Læg ikke noget på kontrolpanelet og indpakningsoverfladen.
- (Ellers kan det efterlade spor på overfladen eller forårsage krydsfarvning eller misfarvning).

# FAQ

## Brug den ikke hvis du:

- har feber
- har alvorlig dårlig blodcirkulation
- er gravid eller efter fødslen

## Hvor mange gange kan man bruge det om dagen?

- én gang om dagen. (10 minutter pr. session) Hvis du bruger den flere gange om dagen, skal den samlede tid være mindre end 10 minutter.

## Kan den massere andre dele end ben og fødder?

- Kun ben og fødder

## Hvilken størrelse fod og ben kan bruges?

- Fodstørrelse: Cirka 33 - 44
- Størrelse på ben: Cirka 27 – 55CM

## Massage intensitet for stærk.... / intensitet for svag .....

- Justerbar velcro eller justér katedermetoden
- For stærk - juster velcroen eller brikkerne til at være løse.
- For svag - juster velcroen eller kutten til at være stramFod- og lægintensitet for svag.
- Prøv at bruge fodpakning og lægpakning.

## Airbag-luftrest

- Airbag har for meget luft indeni, det tager et par minutter at slippe luften ud. Træk luftudtaget ud, så kan den slippe ud automatisk.

Navn	Skadelige stoffer					
	(Pb)	(Hg)	(CD)	CR(VI)	PBB	PBDE
Kredsløbskort	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
Kontroller	X	O	O	O	O	O
Wrap / luftrør	O	O	O	O	O	O
Plastmateriale	O	O	O	O	O	O

## Specification

Produktnavn	Kompressionsstøvler
Adapt	Input 5V 2A (normal drift vil blive påvirket, hvis der bruges en strømforsyning på mindre end 2A)
Nominel effekt	10W
Session	10 minutter
Kontroller (1 stk.)	Ca length 152 x width x 131x height 50mm
Omkreds på læggen	Ca 59CM
Omkreds af fod	Ca 39CM
Opvarmningstemperatur for wraps	Lavt gear Høj kvalitet
Land	Kina
Certificate:	CE, ROHS

